

# Badehilfen

Hilfen für Bad und Toilette



## Melbourne

Duschsessel mit Rückenlehne und Hygiene Ausschnitt

Gesamtbreite: 480 mm  
Tiefe: 560 mm  
Höhe: 720 - 820 mm  
Sitzhöhe: 340 - 440 mm  
back Höhe: 370 mm  
Sitzbreite: 410 mm  
Gewicht: 2,8 kg  
Belastbarkeit: 150 kg



## Lilly



Ideal für die Nutzung in Einrichtungen, wie Duschen, Bädern und anderen vergleichbaren Umgebungen. Mit Griffen an den Seiten der geformten Sitzfläche ist für ihren Komfort gesorgt. Mit Rückenlehne.

Gesamtbreite: 510 mm  
Tiefe: 510 mm  
Höhe: 770 - 870 mm  
Sitzhöhe: 360 - 460 mm  
Sitzbreite: 510 mm  
Gewicht: 2 kg  
Belastbarkeit: 150 kg



## Kate

Der optimale Duschsitz für die Badewanne - mit zusätzlicher Sitzfläche welche als Rutschbrett das Umsetzen des Patienten extrem erleichtert.

Gesamtbreite: 830 mm  
Tiefe: 610 mm  
Höhe: 800 - 910 mm  
Sitzhöhe: 470 - 580 mm  
Sitzbreite: 690 mm  
Gewicht: 4,5 kg  
Belastbarkeit: 150 kg



## Katy

Wie Kate- jedoch mit Hygiene Ausschnitt und Eimer.

Gesamtbreite: 800 mm  
Tiefe: 560 mm  
Höhe: 800 - 930 mm  
Sitzhöhe: 410 - 540 mm  
Sitzbreite: 660 mm  
Gewicht: 5,2 kg  
Belastbarkeit: 150 kg