

# Pluo

## Duschstuhl

**Pluo ist ein komfortabler, hygienischer und moderner Duschstuhl. Sitz und Rückenlehne bestehen aus bequemen und leicht zu reinigenden Kunststoff.**

Durch die spezifische Sitzhöhe kann der Stuhl über die meisten Standardtoiletten gefahren werden. Mit den blauen und weißen Farben wirkt der Pluo zeitgemäß und erfrischend.



*Pluo Modell mit 24" Rädern*



*Pluo Modell mit 5" Rädern*



## Optionen



Seitenkissen in PU-Material



Toiletteneimer



Sicherheitsgurt



Einstellbare Kopfstütze



Haltebügel



Abnehmbare Gelpads



Einstellbare Sitzhöhe  
(515 - 605 mm) nur für  
das Modell mit 5" Rädern



Separate Bremsen an  
jedem der 4 Räder, nur für  
das Modell mit 5" Rädern



Rückenlehne  
in PU-Material



Sitz in PU-Material

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Pluo** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	570 mm / 668 mm
■ Gesamthöhe	1035 mm
■ Gesamtlänge	720 - 785 mm / 910 - 975 mm
■ gefaltet	X
■ Sitzbreite	480 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm

■ Sitzhöhe	515 mm
■ Höhe Rücken	920 mm
■ Sitztiefe	450 mm
■ Gewicht	9,7 kg / 14 kg
■ Maximales Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärldinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.