

Luna 2

Formschönes Pflegebett
mit Holzumrandung für
die häusliche Pflege

Das Modell Luna 2 ist ausgestattet mit Metall- oder Holzlattenrost, formschönen Stirnteilen, einem Holzbau und erprobten und zuverlässigen Linak-Antriebssystemen.

Durch unsere manuelle Höhenverstellung vom Lattenrost, lässt sich neben der üblichen 400 mm und 810 mm auch eine Verstellbarkeit von 335 mm - 745 mm realisieren. Der Komfort wird durch diverse elektrische Verstellbarkeiten wie die Betthöhe, Kopf-, Fußteil und einem Knieknick abgerundet.

Natürlich sind Aufrichter und Handgriff, neben den Holzseitengittern im Lieferumfang enthalten.



VERMEIREN
we care for you

Formschön, Komfortabel und praktisch

Dieses Luna 2 Pflegebett mit Holz- Umrandung ist auch als Niederflurbett verwendbar, da die Lattenrosthöhe in zwei Höhen zu positionieren ist.

- Untere Lattenrosthöhe in 335mm oder 400mm wählbar
- einfach mit der mitgelieferten Handbedienung elektrisch verstellbar sind die Höhe des Pflegebettes, sowie der Kopfteil- und Fußteil vom Lattenrost
- Metall- Lattenrost mit einer Hubhöhe von 410mm
- Liegefläche 900mm x 2000mm
- Handbedienung mit Sperrfunktion
- sichere Arbeitslast 175kg (Patient und Matratze)
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Knieknickverstellung, das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden- Version mit 4 Motoren
- Optional ist die Version mit 3 Motoren, dann ist der Fußteil nur manuell verstellbar, d.h. ohne Knieknick
- zwei Paar Holz- Seitengitter zum Sichern des Patienten, wenn notwendig
- Aufrichter mit Trapez, beidseitig montierbar
- vier bremsbare Räder

- formschöne Stirnteile aus Holz, Dekor Buche, mit robusten schönen Vollholzkanten sorgen für eine wohnliche Atmosphäre durch die vollständigen Abdeckung der Hubmotoren
- leicht zerlegbar und aufzubauen
- mittels mitgeliefertem Transportadapter einfach zu transportieren und zu lagern.

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Luna 2** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	1020 mm
■ Gesamtlänge	2170 mm
■ Gesamthöhe	840 - 1250 mm
■ Liegefläche position 1	335 - 400 mm
■ Liegefläche position 2	745 - 810 mm
■ Anti-Trendelenburg	Ja

■ Max. Winkel Oberschenkel	31,7°
■ Max. Winkel Unterschenkel	-14,8°
■ Gewicht	98,15 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you