

ECO-Light

R O L L A T O R

Gesamtbreite	600 mm
Sitztiefe	340 mm
Sitzbreite	410 mm
Sitzhöhe	550 mm
Gesamthöhe	820 - 950 mm
Gesamtlänge	760 mm
Gewicht inkl. Korb	7,6 kg
max. Nennlast	120 kg
Räder	8x 1 1/4 (Ø 200 mm)
Farbe	Champagner

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5mm und 1,5kg) sind möglich. - Technische Änderungen vorbehalten.



Vermeiren Austria GmbH - Schärldinger Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - www.vermeiren.at - info@vermeiren.at

Ihre Mobilität ist unser Anliegen