

# 708 & 925

Kinderrollstuhl



## modell925

### Standard- Kinder- Rollstuhl

Speziell für den kurzfristigen Einsatz im Verleihsystem konzipiert. Dieses Modell können Sie auch mit hochschwenkbaren Beinstützen (z.B. nach Beinbrüchen) und gleichzeitiger Verwendung des Fußbrettes (für das gesunde Bein) verwenden.

## modell708

Standardrollstuhl für kleine Sitzbreiten. Der Rahmen wird wie bei den Standardsitzbreiten aus Präzisionsstahl angefertigt. Die Modulbauweise gibt die Möglichkeit der Erweiterung um diverses Zubehör (siehe Optionen).



Ausgezeichnet funktionierende, sehr wirksame Bremsen auf Federsystembasis.

Abweisrollen sichern Wände vor Kratzern und Beschädigungen.



Aluminium Kleiderschutz abnehmbar


## Verstellbare Fußplatte

Das eine Kind wächst schneller als das andere. Daher ist es wichtig, dass die Fußplatte sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe verstellbar ist.



Ausgezeichnet funktionierende, sehr wirksame Bremsen mit gekerbter Andruckfläche

### Großes Angebot an Zubehör und Optionen.



<b>modell 708</b>											
500	310	330	170	510	420	210-310	350	980	18	60	
550	310	370	170	510	420		350	980	18		
<b>modell 925</b>											
480	320	330	120-155	480	360	100 - 300	330	790	13	60	
540	320	350	120-155	480	360		330	790	13		

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.