

EZ1

MULTIFUNKTION IN
NEUER DIMENSION



Technische Daten EZ1

Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Sitzwinkel	Rückenwinkel	Beinstützenwinkel	Benutzer Gewicht
600 630 660 690 720 750 780	390 420 450 480 510 540 570	190-290	490-620	1020	1185	430-520	500-600	-5°/+15°	30°	19°/113°	max.150

Maße in mm, Gewicht in kg. Toleranzen bei Maßen und Gewichten: +/- 15 mm / 1,5 kg.


Verstellmöglichkeiten




Individuell anpassbare Kopfstütze



Höhen-/tiefenverstellbare Armlehnen
Sitzschlitten / Sitztiefeanpassung



Beinstützen mit Längenausgleich nach außen + innen abklappbar,
höhenverstellbar, Fuß- und Wadenplatten einstellbar, Spitzfußverstellung



Optionen



L04 - Rückenpelotten



T30 (12"-Räder)



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de


L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhubelstraße 59
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 812 40 95
Fax: +41 (0) 31 818 40 98
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.com

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.