

Eclips XXL



Die zulässige Belastbarkeit beträgt 200kg. Die doppelte, starke Kreuzstrebe in Verbindung mit verstärkten Hinterachsen und speziell verstärkten 23"-Rädern, verleihen dem Rollstuhl eine hohe Belastbarkeit.

Außerdem wird der ECLIPS-XXL standardmäßig mit abnehmbarem festem Sitz und Rücken gefertigt. Dies stabilisiert noch zusätzlich den Rollstuhl und bietet dem Patienten ein hohes Maß an Sitzkomfort. Ein durchgehendes, hochklappbares Fußbrett, lange abschwenkbare Seitenteile sowie der Schiebebügel komplettieren unser Modell in XXL.

Optionen



B78 - Kippschutz



Trommelbremsen für die Begleitperson

200KG

Anatomischer Rücken/Sitz


variables Fersenband

speziell mit 23" luftbereiften Antriebsrädern

verstärkte Seitenplatten aus Metall

einteiliges Fußbrett, zur Seite hochklappbar

Großes Angebot an Zubehör und Optionen.



850	375	600	200	530	570	1030	530	1140	38,5	200
900	375	650	200	530	570	1030	540	1140	39	200
950	375	700	200	530	570	1030	550	1140	40	200
1000	375	750	200	530	570	1030	560	1140	40,5	200

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

