

# Inovys

Multifunktion  
in neuer  
Dimension

- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar
- Sitztiefe verstellbar
- Beinstützen tiefen- und breitenverstellbar
- Sitzhöhe in verschiedenen Positionen einstellbar  
ohne Verwendung anderer Antriebs- und Lenkräder

Schiebegriffe  
höhenverstellbar

Multifunktionskopfstütze

Sitz- / Rückenpolster  
ergonomisch geformt

Armlehnen gepolstert,  
höhen- und tiefenverstellbar

individuelle  
Positionierung durch  
einzelnd einstellbare  
Rückenneigung

Beinstützen  
individuell anpassbar











Fußplatten  
winkelverstellbar

Sitztiefe einstellbar










Sitzhöhe einstellbar



# Technische Angaben Inovys

|  Gesamtbreite |  Sitzbreite |  gefaltet |  Sitzneigung |  Rücken-<br>neigung |  Höhe<br>Armlehnen |  Sitz-<br>höhe |  Gesamt-<br>höhe |  Gesamt-<br>länge |  Sitz-<br>tiefe |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 630  | 400  | -  | 0°-21°  | 0°-54°   | 220-320   | 460-530  | 1020-1200   | 1010-1050  | 460-520  |
| 680  | 450  | -  | 0°-21°  | 0°-54°   | 220-320   | 460-530  | 1020-1200   | 1010-1050  | 460-520  |
| 730  | 500  | -  | 0°-21°  | 0°-54°   | 220-320   | 460-530  | 1020-1200   | 1010-1050  | 460-520  |

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.

|  Rücken-<br>höhe |  max.<br>Steigung |  Räder<br>vorne |  Räder<br>hinten |  Gewicht<br>Belastbarkeit |  max. |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| 550-585   | 15°  | 200  | 16" - 22" - 24"   | 36   | 135  |  |   |   |
| 550-585   | 15°  | 200  | 16" - 22" - 24"   | 36   | 135  |  |   |   |
| 550-585   | 15°  | 200  | 16" - 22" - 24"   | 36   | 135  |  |   |   |

Abmessungen angegeben mit 24"/200x50-Bereifung. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.

## Optionen



**B12** - Therapietisch



**L04** - Seitenpelotten



**B74** - Trommelbremsen  
Begleitperson



**B66v** - Hemiplegiearmlehne



**T30** - Transitvariante

## Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

### Vermeiren Deutschland GmbH

Wählerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
Mail: info@vermeiren.de  
Site: www.vermeiren.de

### L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich  
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69  
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at

### Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhubelstraße 59  
Postfach  
CH-3123 Belp - Schweiz  
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95  
Fax: +41 (0) 31 818 40 98  
Mail: info@vermeiren.ch  
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.